

Quản lý tiến triển Cận thị

Tròng kính ZEISS MyoCare.



Seeing beyond



HIỆU QUẢ

Giảm tỷ lệ trẻ cận thị tiến triển nhanh **đến 70%**.¹



ĐÃ ĐƯỢC XÁC THỰC

Được khoa học chứng minh làm chậm tiến triển cận thị.²



TRẢI NGHIỆM THOẢI MÁI


>95% trẻ đeo kính thích nghi kính trong 3 ngày.³

Vùng rõ nét trung tâm

Cung cấp thị lực rõ nét và thoải mái

Vùng chức năng

Kích hoạt cơ chế **lệch tiêu cận thị cạnh tranh đồng thời** và làm chậm tiến triển cận thị.



1.S. Ohlendorf, A., et al. (2024, May 5-9). Myopia control efficacy through Emmetropic Progression Ratio:1-year of spectacle wear with cylindrical annular refractive elements (CARE) [Conference presentation abstract]. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, Seattle, WA, United States.
2.Chen, X., et al. (2024, May 5-9). Slowing myopia progression with cylindrical annular refractive elements (CARE) – 12-month interim results from a 2-year prospective multi-center trial [Conference presentation abstract]. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, Seattle, WA, United States.


Sản phẩm: Tròng kính thuốc
Sản xuất bởi: Carl Zeiss Vision (China) Ltd, Trung Quốc; Carl Zeiss Vision Technologies (Guangzhou) Ltd, Trung Quốc
Chủ sở hữu: Carl Zeiss Vision International GmbH, Đức
Số lưu hành: 240001207/PCBA-HCM; 240001208/PCBA-HCM
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam - Văn phòng 12.01, tầng 12, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại Lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 – Số 15 đường Trần Bạch Đằng, Khu phố 39, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tròng kính ZEISS MyoCare hoạt động như thế nào?



Seeing beyond


Thiết kế của ZEISS MyoCare được hỗ trợ bởi sự đổi mới của ZEISS và hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển các loại tròng kính nhằm kiểm soát tiến triển của cận thị.



Công nghệ ZEISS C.A.R.E.® (Các yếu tố khúc xạ hình vòng tính trụ)


Cận thị có thể được kiểm soát bằng cách làm chậm quá trình kéo dài của mắt. Các thiết kế MyoCare của chúng tôi có một vùng nhìn rõ ở trung tâm để điều chỉnh thị lực quang học. **Các yếu tố C.A.R.E.®** đặc biệt được trang bị từ rìa của vùng nhìn rõ mở rộng đến rìa của tròng kính. Công nghệ này nhằm mục đích làm chậm quá trình kéo dài của nhãn cầu, đồng thời mang lại thị lực thoải mái và tốt.

Chiều dài trục nhãn cầu



Mắt chính thị (E)

Mắt cận thị (M)



Thiết kế ZEISS ClearFocus

Lệch tiêu viễn thị kích hoạt sự kéo dài của nhãn cầu dẫn đến cận thị hơn nữa. Mặt sau của tròng kính được tối ưu hóa để cung cấp công suất tròng kính phù hợp và giảm thiểu độ lệch tiêu không mong muốn – bất kể mắt nhìn vào đâu qua tròng kính.



Lớp phủ ZEISS DuraVision

Lớp phủ hạn chế phản quang có đặc tính chống trầy xước được áp dụng trên bề mặt tròng kính để làm cho tròng kính chắc chắn hơn – hoàn hảo cho trẻ nhỏ năng động.*



Công nghệ ZEISS UVProtect

Bảo vệ hoàn toàn khỏi tia UV, nghĩa là mắt của con bạn được bảo vệ khi trẻ chơi ngoài trời.